



BALANZA DIGITAL CON INFANTOMETRO

553 KL HEALTH O METER



Características

- Conectividad EMR: Vía USB.
- Cinta métrica incluida: Rango de 0 cm a 58 cm (0" a 24").
- Detección de movimiento: Pesa con precisión incluso si el bebé se mueve.
- Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 20 kg / 44 lb.
- Resolución: 10 g / 0.5 oz.
- Pantalla: LCD de 25.4 mm (1").
- Alimentación: 6 baterías AA (incluidas).
- Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero, tara, retención/liberación, cero automático, apagado automático.
- Peso del equipo: 5.56 kg (12.25 lb).
- Dimensiones de la bandeja: 632 mm (ancho) x 330 mm (prof.) x 35 mm (alto) / 24 7/8" x 13" x 1 3/8".
- Dimensiones de envío: 714.36 mm x 482.6 mm x 139.7 mm / 28.12" x 19" x 5.5".

Descripcion

Balanza digital pesa bebés (grado médico) con infantómetro ref: 553 kl marca: health o meter unidad de venta: unidad uso: en cualquier servicio de un hospital centros pediátricos especializados, consultorios, centros médicos, nutricionales y demás en los que se requiera su uso.

Especificaciones

- Capacidad: 20 kg / 44 libras
- Resolución: 10 g / 0.5 onza
- Cinta métrica: 0 cm – 58 cm / 0' – 24' – pantalla: lcd de 25.4 mm (1")
- Fuente de alimentación: 6 baterías aa (incluidas)
- Conectividad: usb
- Funciones: conversión de lb/kg, bloqueo de lb/kg, puesta a cero/ tara, retención/liberación, cero automático, apagado automático
- Peso: 5.56 kg (12.25 libras)
- Dimensiones: tamaño de la bandeja: 632 mm (ancho) x 330 mm (prof.) x 35 mm (alto) / 24 7/8" (ancho) x 13" (prof.) x 1 3/8" (alto)
- Dimensiones de envío: 714.36 mm x 482.6 mm x 139.7 mm (28.12" x 19" x 5.5") / 1.70.