



BASCULA DIGITAL DE PISO

752 KL HEALTH O METER



Descripcion

La báscula digital 752KL tiene una alta capacidad de hasta 300 kg, cuenta con pantalla remota (montable en pared o mesa) y una base portátil para facilitar su traslado. Su plataforma antiderrapante y de bajo perfil proporciona seguridad y comodidad al paciente. Ideal para consultorios, clínicas y centros de cirugía ambulatoria, ofrece calidad, confiabilidad y facilidad de uso.

Incluye una pantalla LCD grande con interfaz intuitiva y funciones como IMC, retención/liberación, cero, tara, conversión LB/KG y más. Además, integra puerto USB para conectividad con computadora, software de EMR u otros dispositivos electrónicos mediante soluciones de Health o meter® Professional.

Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad EMR: Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla: Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Alimentación: Adaptador de 100-240V (ADPT50) incluido, 6 baterías tipo C no incluidas
- Funciones:
 - Conversión entre LB/KG
 - Fijación de LB/KG
 - IMC
 - Cero
 - Tara
 - Retención/liberación
 - Cero automático
 - Apagado automático
 - Función de pesaje de padre/hijo
- Tamaño de la plataforma: 362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones del producto - Base: 368 mm x 368 mm x 70 mm
- Peso del producto: 14 lb / 6 kg

Características

- Conectividad RME: Permite conexión con computadoras, software de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos mediante soluciones de Health o Meter® Professional.
- Pantalla Remota: Puede montarse en una pared o colocarse sobre una mesa para mayor versatilidad.
- Alta Capacidad de Pesaje: La báscula de piso 752KL soporta hasta 660 lb (300 kg), siendo una de las más versátiles del mercado.