



BALANZA DIGITAL CON SILLA PARA PACIENTES

524 KL HEALTH O METER



Descripcion

El asiento profundo para bebés en la 524KL reduce el movimiento de los niños pequeños para acelerar el proceso de pesaje. El peso se captura fácilmente mientras el asiento sostiene la cabeza y el cuerpo del niño.

Características

- Conectividad RME: Vía tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla LCD de 25 mm: La pantalla de gran tamaño muestra al usuario una medición del peso de fácil lectura
- Características de valor agregado
- Funciones operativas (tara, puesta a cero, sostener/soltar, conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, cero automático, apagado automático) incluidas sin costo adicional
- Práctico asiento para medición del peso
- El asiento de plástico de fácil limpieza limita los movimientos del bebé mientras calcula con precisión el peso

Especificaciones

- Capacidad: 23 kg / 50 libras
- Resolución: 0 - 9 kg / 5g; 9 - 23 kg/ 10 g (0 - 20 libras / 0.2 onza; 20 - 50 libras / 0.5 onza)
- Pantalla: lcd de 25.4 mm (1)
- Conectividad: usb
- Fuente de alimentación: 6 baterías aa (incluidas)
- Funciones: conversión de lb/kg, bloqueo de lb/kg, puesta a cero/ tara, retención/ liberación, cero automático, apagado automático
- Peso: 12.02 kg (26.5 libras)
- Dimensiones: tamaño del asiento: 616 mm (ancho) x 362 mm (prof.) x 470 mm (alto) 124 (ancho) x 14 (prof.) x 18 (alto)
- Dimensiones de envío: 669.93 mm x 438.15 mm x 523.86 mm (26.37 x 17.25 x 20.62) / 5.43