



BÁSCULA DIGITAL CON TALLIMETRO

502 KL HEALTH O METER



Características

- Estadímetro digital de vanguardia: Ofrece una medición de altura precisa con resolución de 1 mm / 0.1" y un rango de 30 cm a 202 cm (11 ¾" – 79 ½").
- Conectividad RME: Compatible con tecnología inalámbrica Pelstar® opcional para integración con registros médicos electrónicos.
- Barandal abrazador inteligente 500HB: Accesorio disponible para mayor estabilidad del paciente sin comprometer la precisión del peso.
- Plataforma de perfil bajo y a prueba de óxido: Facilita el acceso del paciente y proporciona una experiencia de pesaje más cómoda y segura.
- Everlock® (patente pendiente): Permite bloquear la unidad de medida en LB o KG de forma permanente para mayor seguridad.

Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad RME: Via tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla: Pantalla LCD de 1" / 25 mm
- Baterías: 6 baterías AA incluidas, adaptador opcional (Artículo No. ADPT31)
- Tamaño de la plataforma: 349 mm x 419 mm x 60 mm
- Plataforma a prueba de abolladuras y óxido
- Dimensiones del producto: 359 mm x 537 mm x 1362 mm
- Peso del producto: 22.4 lb / 10.2 kg
- Rango de altura digital: 120 cm – 202 cm
- Resolución: 1 mm
- Rango de altura mecánica 30 cm – 202 cm
- Graduación: 1 mm / 1/16"
- Portabilidad
- 2 ruedas, con distancia entre ejes de 8"
- para facilidad de movimiento