

BÁSCULA DIGITAL EXTRA FUERTE

ELEVATE-C HEALTH O METER



Características

- Conectividad avanzada: Compatible con computadoras, registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos mediante diversas soluciones de conectividad.
- Pantalla a nivel de los ojos: Visible desde casi cualquier ángulo, facilita su uso y brinda privacidad al paciente.
- Tallímetro integrado: Mide estatura de 23" a 88" / 60 cm a 222 cm.
- Funciones operativas incluidas:
 - Conversión LB / KG
 - Bloqueo de unidad de medida
 - Puesta a cero y Tara
 - Retención / liberación
 - Cero automático
 - Auto-apagado
 - Función madre-hijo
 - Cálculo automático del IMC
- Diseño ELEVATE patentado:
- Interfaz intuitiva y amigable con pantalla giratoria, ideal para medir peso, estatura e IMC de forma eficiente.

Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Resolución del Tallímetro: 0.1" / 0.1 cm
- Tamaño de la Plataforma: 362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado: 375 mm x 613 mm x 1381 mm
- Peso del Producto: 28 lb / 13 kg
- Tallímetro Digital: 60 cm - 222 cm
- Incluye kit de conectividad que permite que la bascula se comunique directamente con los monitores de signos vitales Welch Allyn Connex
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- La pantalla de LCD de 1" / 25 mm, de 35° a la izquierda y a la derecha 350° con el tallímetro plegado por completo) para facilidad de visualización
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado
- Función de pesaje madre-hijo
- 2 ruedas para facilidad de movimiento
- Adaptador (ADPT50) tde 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)