



BÁSCULA DIGITAL EXTRA FUERTE

597KL HEALTH O METER



Descripción

Con una gran capacidad y un tallímetro mecánico, esta báscula pesa y mide apropiadamente a los pacientes ambulatorios más pesados. La cabeza oscilatoria a 350° hace fácil a los terapeutas el visualizar mediciones e interactuar con la báscula.

Características

- Conexión RME: Compatible con tecnología inalámbrica Pelstar® opcional para integrar con sistemas electrónicos médicos.
- Barandal abrazador inteligente 500HB: Accesorio disponible para la 500KL o cualquier báscula de la Serie 500; brinda estabilidad sin afectar la precisión del peso.
- Plataforma de perfil bajo a prueba de óxido: Requiere un paso mínimo, ofreciendo una experiencia de pesaje más cómoda y segura.
- Everlock® (patente pendiente): Permite fijar permanentemente la unidad de medida en libras (LB) o kilogramos (KG) para mayor seguridad.

Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la Plataforma: 362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado: 375 mm x 591 mm x 1384 mm
- Peso del Producto: 24 lb / 11 kg
- Tallímetro: 11 " - 84" / 30cm - 213cm
- Pantalla: 1" / 25 mm LCD, Giratoria a 350°
- Ruedas: 2
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- Fuente de Alimentación: Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado,
- Función de pesaje madre-hijo