



BÁSCULA DIGITAL EXTRAFUERTE

599KL HEALTH O METER



Descripción

Excelente para los consultorios y clínicas con espacios mínimos de piso, la 599KL tiene una alta capacidad con la pantalla a la cintura que puede girar 350°. Para los proveedores que deseen medir la altura, se ofrece opcionalmente un tallímetro.

Características

- Capacidad RME: Conectividad con computadoras, software de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos mediante soluciones de Health o meter® Professional.
- Pantalla Giratoria de 350°: Permite una lectura fácil desde casi cualquier ángulo, brindando comodidad y privacidad al paciente.
- Cálculo de IMC: La báscula incluye la función para calcular el Índice de Masa Corporal del paciente.

Especificaciones

- Capacidad: 660 lb / 300 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Tamaño de la Plataforma: 362 mm x 362 mm x 67 mm
- Dimensiones de producto ensamblado: 375 mm x 591 mm x 1080 mm
- Peso del Producto: 20 lb / 9 kg
- Tallímetro: 499KLROD opcional
- Pantalla: 1" / 25 mm LCD, Giratoria a 350°
- Ruedas: 2
- Conectividad: USB, tecnología inalámbrica opcional de Pelstar
- Fuente de Alimentación: Adaptador (ADPT50) de 100-240V incluido, 6 baterías de celda C (no incluidas)
- Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Puesta a Cero Automática, Auto-apagado, Función de pesaje madre-hijo