



## BALANZA DIGITAL PARA BEBÉ PORTATIL

### 8320 KL HEALTH O METER



#### Descripcion

Excelente opción para enfermeras visitantes que necesitan una báscula pediátrica liviana. La báscula plegable es fácil de usar y compacta para llevar en su estuche de transporte opcional.

#### Características

- Detección de movimiento: Pesa con precisión incluso si el bebé se mueve.
- Función de tara: Permite restar automáticamente el peso de pañales o frazadas.
- Alta portabilidad: Diseño compacto, con agarraderas, fácil de limpiar y opción de estuche; se pliega para su transporte.
- Bandeja sanitaria: Plástico fácil de limpiar, ideal para entornos estériles.
- Funciones operativas sin costo adicional: Tara, eliminación de peso, apagado automático y cero automático.

#### Especificaciones

- Capacidad: 15 kg / 33 lb
- Resolución: 10 g / 0.5oz
- Pantalla: LCD de 19 mm / ¾"
- Funciones: Conversión de LB/KG, Puesta a cero/Tara, Cero automático,
- Apagado automático
- Dimensiones de la bandeja: 597 mm (ancho) x 279 mm (prof.) x 22 mm
- (alto) / 23 1/2" (ancho) x 11" (prof.) x 1" (alto)
- Fuente de alimentación: 2 baterías AAA (incluidas)
- Estuche opcional n.º de artículo 64771