



BASCULA DIGITAL PARA PACIENTES EN CAMA O CAMILLA 2000 KL



Características

- Resistente construcción de acero con una camilla grande y sólida que permite pesar a los pacientes de manera cómoda y precisa
- La báscula tiene la capacidad de conectarse con una computadora, programa de registros médicos electrónicos (RME) y otros dispositivos electrónicos por medio de varias soluciones de conectividad que ofrece Health o meter® Professional.
- El teclado cuenta con protección antimicrobiana.

Descripción

Esta báscula puede pesar pacientes inmóviles de hasta 400 lb / 181 kg. Cuenta con una resistente estructura de acero, camilla de tela y ruedas para portabilidad

Especificaciones

- Capacidad: 400 lb / 181 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad EMR via USB: tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Display: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 1 ½" / 38 mm
- Fuente de alimentación: Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D (no incluidas)
- Dimensiones de la camilla (l x a): 70 ½" x 30"
- Dimensiones de producto ensamblado: 1778 mm x 1130 mm x 1956 mm
- Peso del producto: 104 lb / 47 kg

Funciones

- Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, IMC, Cero, Tara, Pre-tara, Retención/Liberación, Volver a pesar, Memoria, Cero automático, Apagado automático, Everlock®