



BÁSCULA DE BANDEJA PEDIÁTRICA

549 KL HEALTH O METER



Especificaciones

- Capacidad: 44 lb / 20 kg
- Resolución: 0.5 oz/ 10 g
- Pantalla: Pantalla LCD de 0.6"
- Fuente de alimentación: Batería de 9 voltios incluida
- Funciones
 - Conversión entre LB/KG
 - Fijación de LB/KG
 - Tara
 - Cero automático
 - Apagado automático
 - Retención automática
 - Detección de movimiento
 - Tiempo de apagado automático variable
 - Habilidad de visualización de unidades con la unidad de medida fijada
- Retención de pesaje automático por 30 a 60 segundos
- Fijación permanente de unidad Everlock
- Tamaño de la bandeja: 492 mm x 308 mm x 51 mm
- Dimensiones del producto: 492 mm x 343 mm x 111 mm
- Peso del producto: 4 lb/ 2 kg

Descripcion

La 549 KL cuenta con una bandeja plástica fácil de limpiar, ideal para ambientes estériles. La interfaz digital amigable con el usuario incluye funciones como Tara y Apagado Automático, haciendo que sea conveniente y fácil de usar. su tecnología de detección de movimiento asegura la obtención de medidas de peso precisas aún cuando el paciente esté en movimiento. Para facilidad de transporte y almacenamiento, contamos con un estuche de transporte opcional.

Características

- Diseñada para consultorios pediátricos y visitas domiciliarias
- Ligera y compacta, ideal para facilitar su movilidad
- Capacidad máxima: 44 lb / 20 kg
- Bandeja plana y plástica:
- Brinda seguridad y comodidad al paciente
- Fácil de limpiar, ideal para ambientes estériles
- Interfaz digital amigable:
- Funciones de Tara y Apagado Automático
- Tecnología de detección de movimiento:
- Garantiza mediciones precisas incluso si el paciente se mueve
- Estuche de transporte opcional disponible para mayor practicidad



Transporte:

- Estuche Para Balanzas 64769