



BALANZA DIGITAL CON RAMPA

2600 KL HEALTH O METER



Características

- Alta capacidad: Soporta hasta 1000 lb / 454 kg.
- Diseño digital: Precisa, moderna y fácil de usar.
- Plataforma amplia y baja: Ideal para sillas de ruedas y pesajes cómodos.
- Plegable: Se guarda fácilmente ocupando poco espacio.
- Ruedas integradas: Movilidad simple y sin esfuerzo.
- Pantalla giratoria 180°: Mejora visibilidad y privacidad.
- Pantalla a color: Interfaz clara e intuitiva.
- Funciones integradas: Incluye IMC, retención, memoria, tara, entre otras.
- Everlock®: Bloquea la unidad de medida (KG o LB) para mayor seguridad.
- Teclado antimicrobiano: Más higiénico en entornos médicos.
- Conectividad RME: Conexión USB a computadoras o software médico.

Descripcion

La 2600KL es una báscula digital con rampa para silla de ruedas, ideal para entornos médicos como hospitales y clínicas. Soporta hasta 1000 lb / 454 kg, ofrece gran calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Cuenta con plataforma plegable, ruedas para fácil movilidad (única en su tipo), teclado con protección antimicrobiana, pantalla giratoria de 180°, y plataforma antideslizante de bajo perfil para mayor seguridad y comodidad.

Especificaciones

- Capacidad: 1000 lb / 454 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad EMR: Via USB, Tecnología inalámbrica Pelstar® opcional
- Pantalla: Tamaño de Dígito: 10 mm
- Tamaño de Pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 ¾" x 1 ½"
- Alimentación: Adaptador de 100-240V adapter (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas
- Tamaño de la plataforma: 914 mm x 819 mm x 64 mm
- Tamaño de la rampa: 819 mm x 248 mm
- Dimensiones de la 2600KL: 1222 mm x 1114 mm x 1254 mm
- Dimensiones de la 2610KL: 1441 mm x 1114 mm x 1254 mm
- Peso del producto: 2600KL: 93 lb / 42 kg, 2610KL: 98 lb / 44kg
- Portabilidad: 4 llantas (2 ruedas) para facilidad de movimiento