



BALANZA MECANICA CON ASIENTO

1524 KL HEALTH O METER



Características

- Barra de medida de unidad ajustable: Las barras métricas mecánicas brindan una fácil lectura del peso en libras o kilogramos
- Números grabados: Los números grabados en las barras métricas pueden soportar el uso frecuente para brindar una lectura duradera
- Práctico asiento de pesaje: Asiento de plástico de fácil limpieza que limita el movimiento del infante mientras calcula el peso con precisión

Especificaciones

- Capacidad: 65 kg / 130 lb
- Graduación: 20 g / 1 onza
- Dimensiones del asiento: 622 mm (ancho) x 362 mm (prof.) x 470 mm (alto) / 24 1/2" (ancho) x 14 1/4" (prof.) x 18 1/2" (alto)
- Estadímetros de fácil lectura que muestran libras y kilogramos
- Números grabados