



## BALANZA MECANICA CON BANDEJA

### 1522 KL HEALTH O METER



#### Especificaciones

- Capacidad: 135 lb / 62 kg
- Graduación: 20 g / 1 onza
- Dimensiones de la bandeja: 610 mm (ancho) x 420 mm (prof.) x 70 mm (alto)
- Barras de equilibrio fáciles de leer para mediciones en lb y kg
- Bandeja plástica de fácil limpieza
- Cinta métrica: 0 cm - 60 cm / 0" - 23 3/4"
- Estructura: Marco de acero, bandeja de plástico ABS, Viga de aluminio fundido
- Recubrimiento de columna y base con pintura en polvo para prevenir óxido

#### Características

- Incluye cinta métrica: La cinta métrica de fácil lectura permite que el usuario mida el peso y la estatura de forma simultánea
- Barra de medición de unidad LB/KG: Las barras de equilibrio mecánicas permiten una fácil lectura del peso en lb o kg