



BÁSCULA MECÁNICA PARA PESAR PAÑALES

YG500R HEALTH O METER



Descripción

Esta báscula económica es una excelente opción, perfecta para instalaciones que ocasionalmente necesitan pesar artículos pequeños.

Características

- *Superficie de Acero Inoxidable:* La superficie de acero inoxidable se puede desinfectar fácilmente
- *Ligera y Portátil:* La báscula es liviana, lo que proporciona una fácil portabilidad y su tamaño compacto requiere de un espacio mínimo en la mesa.

Especificaciones

- *Capacidad:* 500 g
- *Tamaño de la plataforma:* 6 ½" x 4" (152 mm x 121 mm)
- *Tamaño del dial* 6" / 152 mm
- *Graduación* 2 g
- *Huella del producto:* 6 ½" x 6 ⅞" x 8 ⅝" (165 mm x 175 mm x 219)