



BASCULA MECANICA

762 SECA



Descripción

Hoy en día, las propiedades que ofrece la línea clásica de básculas seca, de calidad probada desde hace decenios, son más modernas que nunca: se pueden usar en todo momento, ya que no necesitan pilas ni conexión a la red eléctrica. Sumamente robustas, comprueban el peso en forma rápida, confortable y muy precisa; y su característico diseño de gran relieve atrae la mirada de todos los aficionados a los productos clásicos.

Especificaciones

- Capacidad: 150 kg, 320 lbs, 150 kg / 320 lbs
- División: 500 g, 1 lbs, 500 g / 1 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 305 x 120 x 470 mm / 12 x 4,7 x 18,5"
- Peso: 3.5 kg / 7.7 lbs
- Funciones: Función de ajuste a cero

Características

- Tipo de funcionamiento: Mecánica, no requiere baterías ni fuente de energía.
- Capacidad máxima de peso: Hasta 150 kg (algunos modelos pueden llegar a 160 kg).
- División: Incrementos de 500 g.
- Diseño clásico: Estilo retro con una gran carátula analógica de fácil lectura
- Visor grande: Esfera redonda de alto contraste para una lectura rápida y precis.
- Estructura robusta: Fabricada con materiales metálicos resistentes y duraderos.
- Plataforma antideslizante: Superficie cubierta en goma estriada o vinilo para mayor seguridad al usarla.