



BÁSCULA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES

PTS-1000KL HEALTH O METER



Descripcion

La PTS-1000KL es una báscula médica integrada en una tabla de transferencia, diseñada para pesar a pacientes inmóviles o críticos de forma instantánea y precisa durante su traslado. Ideal para áreas como Unidades de ACV, Cuidados Intensivos y Radiología.

Características

- Fácil de usar: Ligera, portátil y con funciones simples.
- Diseñada por un clínico para clínicos: Permite pesar pacientes críticos o inmóviles de manera rápida y precisa.
- Eficiencia optimizada: Reduce el tiempo entre el ingreso del paciente y el inicio del tratamiento.
- Funcionalidad integrada: Puede incorporarse al proceso de traslado sin interrumpir el flujo de atención.
- Método ideal para pacientes inmóviles: Alternativa más precisa y confiable frente a básculas en cama.

Especificaciones

- Capacidad: 550 lb / 250 kg
- Resolución: 1 lb / 0.5 kg
- Tamaño del Tapete de Pesaje: 1805 mm x 533 mm
- Dimensiones del Producto: 1805mm x 700mm x 30 mm
- Peso del Producto: 25 lb / 11.4 kg
- Pantalla: 76 mm x 25 mm Retroiluminación LCD
- Cinta de Medición: se muestra una guía de altura en el tapete 100cm – 180cm en incrementos de 5 cm
- Fuente de Alimentación: Batería recargable de 3.7V