




# CINTA METRICA CEFÁLICA PARA USO PEDIÁTRICO

## SECA 212



### Descripción:

Banda para medición de la circunferencia de la cabeza para bebés y niños pequeños, fabricada en Teflon indeformable. También para simetría de la cabeza.

### Especificaciones:

Esta cinta para medir fabricada en Teflon sintético indeformable permite medir la circunferencia de la cabeza (anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Un práctico dispensador (con 15 cintas) ofrece un almacenamiento seguro contra el deterioro.

- Cinta métrica higiénica desechable de material de teflón no elástico
- "Doble función: circunferencia de la cabeza con la parte frontal de la cinta y simetría facial con la parte trasera"
- Resultados precisos y codificados por colores fáciles de leer
- Práctico dispensador (contenido: 15 cintas)
- Rango de medición: 1 – 23" / 3 – 59 cm Graduación 1/16" / 1 mm