



## PESABEBÉS ELECTRÓNICA PORTÁTIL

### 334 SECA



### Especificaciones

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
- Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 25.1 x 4.1 x 11.8"
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 595 x 50 x 255 mm / 23.4 x 2 x 10"
- Peso: 2.8 kg / 6.2 lbs
- Alimentación: Pilas/red eléctrica opcional
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Tallímetro seca 232, tope de cabeza seca 419, adaptador para red eléctrica seca 447, adaptador de corriente seca 400, maletín de transporte seca 428

### Descripción

La tecnología moderna sólo sirve cuando responde a las exigencias del día a día. Por eso, la pesabebés electrónica seca 334 ofrece las prestaciones necesarias para aliviar la tarea en consultorios médicos y hospitales. Fácil de usar, portátil y con larga vida útil, reúne todas las condiciones para ser la báscula pediátrica ideal.

### Características

- Ligera y fácil de transportar:
  - Solo 2.8 kg, con asa lateral y diseño plano para guardarla fácilmente.
  - Maletín opcional para transporte seguro.
- Manejo cómodo:
  - Bandeja extragrande para mayor confort en el pesaje.
  - Pantalla LCD iluminada, retiene datos por 2 minutos.
  - Ahorro de energía con desconexión automática.
- Función BMIF:
  - Mide la cantidad de leche materna ingerida, restando el peso antes y después de la lactancia.
- Precisión confiable:
  - Tecnología sensible y amortiguación automática, incluso con bebés inquietos.
- Estadímetro opcional:
  - Convierte la báscula en una estación combinada para medir y pesar en una sola operación.