



PESA BEBES ELECTRONICA

354 SECA CON PLATAFORMA



Descripción

La alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo sano del recién nacido. Con el nuevo pesabebés seca 354 puede controlarse a diario con sólo pulsar un botón cuanta leche ha ingerido el bebé durante la última toma. La empresa seca ofrece con este producto el instrumento más fiable para el control de la alimentación de lactantes. Por ello, la báscula seca 354 no sólo es una herramienta ideal para salas de lactancia, consultas pediátricas y puericultoras, sino también para que los propios padres puedan controlar en casa el peso y la ingesta de leche de su recién nacido.

Especificaciones

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz
- Dimensiones (BxHxA): 550 x 165 x 330 mm
- Peso: 2,5 kg
- Alimentación: Pilas
- Funciones: TARA, Auto-HOLD, BMIF, conmutación kg/lbs

Características

- Función de Ingesta de Leche Materna (Breast-Milk-Intake).
- Fácil separación de la artesa de pesaje de la base.
- Pesabebés y báscula para niños pequeños en uno.
- Móvil y robusto para el transporte.