

## TIJERA MAYO RECTA

14 CM



### Descripción

Las tijeras de cirugía mayo rectas son robustas y se utilizan para cortar estructuras fuertes. Las tijeras mayo rectas se usan para cortar materiales de sutura y textiles. Fabricadas en acero inoxidable de excelente calidad, estas tijeras garantizan durabilidad, resistencia a la corrosión y un rendimiento superior en entornos esterilizados, cumpliendo con los más altos estándares médicos.

### Especificaciones

- Longitud: 14 cm
- Fabricadas en acero inoxidable de grado médico, con excelente resistencia a la corrosión
- Diseño recta, ideal para cortes en profundidad y maniobras de precisión
- Indicadas para el corte de tejidos fuertes como aponeurosis, músculos y tendones
- Versátiles: pueden usarse para cortar hilos quirúrgicos, sondas y otros materiales
- De uso profesional en cirugías generales y especializadas

