



LLAMADOR +Cable Extensor EX1

El Llamador + Cable Extensor EX1 es un dispositivo para sistemas de llamado de enfermería que permite al paciente solicitar asistencia de forma rápida y segura. Incorpora botón de fácil activación y cable extensor que facilita su uso desde la cama o camilla, mejorando la accesibilidad y reduciendo riesgos.



Características técnicas

Marca:	Tecnología PlusFunciones
Funciones:	3 teclas de llamado: Llamar, Cancelar y Emergencia.
Batería:	12V de larga duración (más de 1 año).
Alcance:	Superior a 50 metros o más con amplificador de señal.
Compatible con:	Equipos de Tecnología Plus.
Dimensiones:	Llamador: 8,5 cm x 8,5 cm Llamador de mano: Llamador de mano: alto 8,5 cm, ancho 3,5 cm
Color:	Blanco

Beneficios clave

- Permite al paciente solicitar ayuda sin desplazarse
- Mejora la seguridad y reduce riesgos de caídas
- Diseño ergonómico y fácil de presionar
- Cable resistente y flexible
- Instalación rápida

Compatibilidad

Compatible con sistemas de llamado de enfermería que utilicen el mismo tipo de conector. Se recomienda verificar la referencia del sistema antes de la compra

Recomendaciones de uso

- Verificar compatibilidad con el sistema instalado.
- No sumergir en líquidos.
- Limpiar con paño ligeramente húmedo y desinfectante hospitalario.

Contenido del producto

- 1 Llamador manual EX1
- 1 Cable extensor integrado