



## BÁSCULA CON INTERRUPTORES DE PIE

### SECA 874 +



#### Características

- Desarrollada para uso móvil y protegida contra influencias ambientales con un clase de protección IP53
- Plataforma de plástico antimicrobiano con superficie antideslizante para una higiene óptima
- Base de acero extrerrrpdarrente estable con una gran capacidad de carga
- Manejo cómodo y sencillo con un único interruptor de pedal para un uso eficiente
- La pantalla LC puede orientarse hacia el paciente o el médico, lo que ofrece comodidad y flexibilidad
- La función madre+bebé simplifica el pesaje de niños en brazos de la madre o el padre
- Pantalla LCD luminiscente de larga duración para una lectura perfecta del peso en entornos con poca luz
- Interfaz Bluetooth' opcional: Permite la transmisión de datos sin errores

#### Descripción

Presentamos seca 874 +, una versión mejorada de nuestra clásica báscula plana, que establece un nuevo estándar para el uso médico móvil. Hemos ampliado la plataforma, optimizado el interruptor de pedal para un manejo más sencillo y reducido el peso neto. La pantalla LC luminiscente puede orientarse según sus preferencias, hacia el paciente o hacia el personal médico. Para mejorar la funcionalidad, una interfaz Bluetooth • opcional facilita la transmisión automática y sin errores de la lectura del peso a una aplicación específica. Para los más altos niveles de higiene.

#### Especificaciones

- *Capacidad: 250 kg 0 200 kg*
- *Graduación: 100g*
- *Dimensiones (AxAxP): 360 x 51 x mm/14x 2.4 x 15.7 in*
- *Dimensiones (AxAxP) plataforma: 350x 57.4x 315 mm/ 13.8 x 2.3 x 12.4 in*
- *Peso neto: 3.7 kg / 8.2 lbs*
- *Fuente de alimentación: de corriente (opcional), Baterías*
- *Funciones: rARA, Auto-HOLD, CLEAR, Función madre+bebé, Modo de espera*
- *Interfaces: Bluetooth' (opcional)*
- *Accesorios:*
  - + Adaptador seca 400
  - + Adaptador 401