



NEBULIZADOR NUBE 1000

FIGURA DE BALÓN DE FÚTBOL



Descripción

El Compresor Nebulizador Nube 1000, con su diseño en forma de balón de fútbol, está pensado para que los tratamientos respiratorios sean más agradables y menos intimidantes para los niños. Equipado con un micronebulizador de flujo graduable, permite ajustar la intensidad de la nebulización, garantizando una administración eficaz de la medicación. Además, incluye un lavador nasal que facilita la limpieza de las vías respiratorias, ofreciendo un tratamiento completo.

Características

- Voltaje: 100V - 240V
- Presión: 35 PSI - 50PSI
- Tamaño de partícula: 3 Micrones
- Ciclo de operación: hasta 30 minutos encendido / 30 minutos apagado