



## CARRO PARA MEDICAMENTOS IMPORTADO

IMP - CM2



- Fabricado en plástico termo formado de alta resistencia.
- 5 Cajones distribuidos donde se distribuyen 50 cajas para medicamentos.
- 1 Gaveta inferior.
- 2 Depósitos tipo basurero.
- Estante lateral deslizante para manejo de accesorios.
- Barandillas de acero para protección de equipos en la superficie principal superior.
- Dimensiones: 0.96 m alto 0.75 m ancho 0.47 ,5 m de fondo.
- Ruedas anti estáticas.