



FONENDOSCOPIO

OIS 100 GMD

OIS100S

F O N E N D O S C O P I O

El Fonendoscopio OIS 100S, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en aleación de zinc, su manguera en forma de "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

 <p>Para estudiantes y profesionales de la salud</p>	 <p>ideal para obtención de sonidos corporales</p>
 <p>Campana de doble diafragma</p>	 <p>Olivas diseñadas para la estructura del oído</p>
 <p>Manguera en forma de "Y"</p>	 <p>Óptima percepción de acústica</p>
 <p>Servicio al cliente</p>	 <p>Hasta 3 años de garantía *</p>



COLORES

- | | | | |
|---|----------------|---|----------------|
|  | GMD30-RP1-ST12 |  | GMD30-RP1-ST4 |
|  | GMD30-RP1-ST3 |  | GMD30-RP1-ST20 |

(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

SKU	D01ID01148 - D01ID01158 - D01ID01147 - D01ID01153
Dimensiones caja master	67 cm x 62 cm x 23 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	18 kg
Peso bruto caja master	20 kg
Dimensión caja primaria	13,3 cm x 30,3 cm x 4,3 cm
Peso neto unidad	0,36 kg
Materiales	Tubos auriculares en aluminio, campana en aleación de zinc, manguera en PVC.
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2020DM-0022263