



## GUANTE ROBOT DE REHABILITACIÓN

### MANO DERECHA O IZQUIERDA



### Lista del paquete:

- 1 guantes de robot de rehabilitación mejorados.
- 1\* anfitrión
- 1 guante de espejo.
- 1 bolsa de embalaje.
- 1 bola auxiliar.

- El equipo de terapia física de mano con múltiples modos necesarios para el entrenamiento de rehabilitación, el modo de entrenamiento de un solo dedo, el modo pasivo y el modo espejo, para que las manos bien entrenadas puedan aprender los movimientos de otras manos.
- La intensidad de 1-9 engranajes se puede ajustar de acuerdo a tu situación específica.
- Modo de entrenamiento automático: Los guantes de robot de rehabilitación imitan la producción de estructuras de la mano, el movimiento independiente, imitan inteligentemente el agarre de la mano, la extensión y la flexión y otras acciones.

### Especificaciones:

- Nombre: Guantes de robot de rehabilitación de función de mano
- Tamaño: tamaño pequeño S/mediano tamaño M/grande talla L (puntos izquierdo y derecho)
- Tamaño: host 135 × 115 × 2.244 in
- Peso: 0.9 lbs host/0.4 lbs guantes
- Composición: anfitrión/guantes de rehabilitación/guantes de espejo
- Función: entrenamiento de rehabilitación de dedos, corrección de rigidez de contractura, corrección de la articulación de la muñeca
- Modos: visualización de modo, tiempo de entrenamiento, visualización de la batería, visualización de engranajes