



EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PANOPTIC PLUS

WELCH ALLYN®

Descripción:

Los conjuntos de diagnóstico de Welch Allyn ayudan a mantener las herramientas que los médicos necesitan al alcance de la mano de manera rápida y organizada para facilitar la examinación de los ojos, los oídos, la nariz y la garganta con nuestros oftalmoscopios, otoscopios y retinoscopios de Welch Allyn® de visión amplia y estándar.

Accesorios:

- Oftalmoscopio panoptic plus ref 118-3 .
- Otoscopio macroview plus ref 238-3 iexaminer.
- Mango o de alimentación de ion de litio plus con cargador usb ref 719-3 estuche rigido ref 419986.
- Incluye set de 5 espejos descartables translucidos.



Características:

- Set de diagnóstico de 3,5 v de welch allyn con oftalmoscopio led panoptic plus 118-3.
- Otoscopio led macroview plus 238-3 para iexaminer.
- Un mango de alimentación recargable por usb premium lithium ion plus 719-3 y estuche rígido 419986.
- Especificaciones técnicas oftalmoscopio panoptic plus con tecnología de alineación quick eye.
- Cuenta con 6 aperturas pequeña, grande, libre de rojos, slit (franja), fijación y azul cobalto.
- Cuenta con un rango de dioptrías de -20 a +25.
- Lámpara surecolor tm led.
- Otoscopio macroview plus preparado digitalmente para iexaminer, con otoscopia neumática.
- Iluminación de anillo de fibras ópticas, lámpara led surecolor.
- Ampliación 5x, la longitud focal extendida prácticamente elimina la necesidad de focalizar en el otoscopio de visión amplia.
- Mango o de alimentación de ion de litio plus con cargador usb welch allyn compatible con cargador universal de escritorio 719-dsk cargador usb-c integrado.
- Tiempo de funcionamiento de la carga 5.5 horas aproximadamente 660 exámenes de 30 segundo.
- Tiempo de carga 90 minutos.
- Estuche rigido ref 419986.
- Incluye set de 5 espejos descartables translucidos.