



## CARRO DE SERVICIOS

3 NIVELES - CM 134 CR



IMAGEN DE REFERENCIA



### Estructura:

Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled . .

Tres bandejas en lámina de acero cold rolled C.22.

En la segunda bandeja cuenta con un organizador tipo bandeja en la parte posterior, útil para ubicar frascos, accesorios o insumos pequeños .

4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento .

Dimensiones : Largo 0.60 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero y pintura electrostática en polvo COLOR BLANCO

Capacidad de carga 60 kilos