



## CAJA GUANTES DE NITRILO

UKAINT



### Descripción:

Barrera de protección para las manos, elaborada en caucho de nitrilo sintético, no contiene silicona. Ampliamente usado en aplicaciones médicas e industriales. Caracterizados por su resistencia, pueden llegar a tener una tolerancia hasta 3 veces superior frente a microorificios de lo que ofrecen los guantes de latex convencionales.

### Características:

- **Material:** Caucho de Nitrilo, libre de latex, no estéril y sin talco.
- **Color Segun referencia:** Rosado, Morado, Rojo
- **Características físicas:** Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de poner y ajustar; de alta sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado. Excelente resistencia a las perforaciones comparado con los guantes de vinilo y latex.
- **Calibre:** 7 mil\*, de alta resistencia y flexibilidad  
\*unidad de espesor que equivale 0.07mm
- **AQL 1.5** (bajo norma ISO 2859-1) Máximo porcentaje de defectos para inspecciones es inferior al 1.5% del total de la muestra.

### Medidas:

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| <b>S</b> | 2.9-3.3 | 77-85  |
| <b>M</b> | 3.3-3.7 | 85-96  |
| <b>L</b> | 3.7-4.2 | 96-108 |



- **Muñeca:** 5 cm, distancia que cubre el antebrazo desde la muñeca.
- **Peso:** 4.5 gr, valor típico de un (1) guante para la talla L
- **Largo:** 25 cm/19.8 Pulgadas. Distancia desde la punta del dedo medio hasta la muñeca.