



TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO

GMD



Descripción

Este termómetro digital brinda lecturas rápidas y precisas. Cuenta con punta rígida y pantalla LCD para visualización de resultados de manera fácil y práctica. Su uso es bucal o axilar.

Especificaciones

- Dimensiones caja master: 50,5 cm x 36,5 cm x 32,5 cm
- Cantidad por caja master: 300 unidades
- Peso neto caja master: 11,2 kg
- Peso bruto caja master: 13,9 kg
- Dimensión caja primaria: 17,5 cm x 5,5 cm x 2 cm
- Peso neto unidad: 0,373 kg
- Dimensiones del producto: 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm
- Tamaño del LCD: 15,5 mm x 7 mm
- Baterías: (LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V
- Exactitud: "± 0,1 °C en el rango normal por debajo de 35,5 °C y por encima de 42 °C: ± 0,2 °C"
- Rango: [32,0 - 42,9] °C