



SÁBANA DE TRANSFERENCIA

POSICIONAMIENTO



Esta sábana de transferencia profesional está diseñada para facilitar la movilidad de pacientes con movilidad reducida, garantizando la seguridad del usuario y reduciendo el esfuerzo físico del cuidador.

Especificaciones Técnicas

- Material: Tela Oxford 420D (Poliéster de doble cara).
- Dimensiones: 120 cm x 100 cm.
- Capacidad de Carga: Hasta 150 kg.
- Agarres: 8 asas reforzadas (distribuidas perimetralmente).
- Propiedades: Impermeable, reutilizable y lavable.

Beneficios Destacados

- Protección del Colchón: Al ser impermeable, actúa como barrera protectora para la ropa de cama ante episodios de incontinencia o fluidos.
- Alta Durabilidad: Fabricada con costuras reforzadas en las asas para soportar un uso intensivo en hospitales o cuidados en casa.
- Ecológica y Económica: A diferencia de los empapadores desechables, esta sábana es 100% lavable y reutilizable.

Funciones Principales

El diseño ergonómico permite realizar cuatro maniobras críticas con suavidad y precisión:

- Levantamiento: Permite elevar al paciente para traslados cortos.
- Giro: Facilita el cambio de decúbito (lateralización) para evitar úlceras por presión.
- Reposicionamiento: Ayuda a deslizar al paciente hacia la cabecera o centro de la cama.
- Incorporación: Asiste al paciente para pasar de posición acostada a sentada.

Funciones Principales

- Lavado: A máquina con agua fría o tibia.
- Secado: Apto para secadora a baja temperatura o secado al aire libre.
- Mantenimiento: No requiere cuidados especiales más allá de la limpieza regular.