



## TENSÍOMETRO DIGITAL

CON BLUETOOTH BPM 30C - GMD



Con altavoz



22-42cm  
Brazalete  
Universal



ideal para  
uso en casa



Dos usuarios  
Memoria de 199  
resultados por usuario



Pantalla retroiluminada  
con 4 colores



Funcion a un  
solo botón



Cable USB de  
conexión de 1,5 m



Bluetooth

El Monitor de Presión Arterial Digital con Altavoz Latidos es una opción económica, segura y funcional para monitorear la presión arterial en casa. Con conectividad Bluetooth, permite almacenar y gestionar mediciones. Su pantalla LCD retroiluminada de 4 colores clasifica los niveles de presión según los estándares de la OMS, facilitando la interpretación de resultados. Además, incluye un altavoz que ofrece indicaciones en tiempo real, brindando accesibilidad y comodidad al usuario.



## ESPECIFICACIONES

|                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-13                                                 | 7707633906978                                                                                       |
| Unidades de caja master                                | 16                                                                                                  |
| Dimensiones                                            | 108 x 139 x 62 mm                                                                                   |
| Dimensiones de la pantalla                             | 81,4 x 82,9 mm (4.3")                                                                               |
| Peso neto                                              | 316 g (sin baterías)                                                                                |
| Accesorios                                             | Brazalete adulto 22 – 42 cm<br>Adaptador AC/DC con conexión USB tipo C 1,5 m<br>Bolsa de transporte |
| Usuarios                                               | 4X AAA (no incluidas)                                                                               |
| Rango de medición de presión arterial                  | Estática: 0 – 295 mmHg<br>Sistólica: 57 – 255 mmHg<br>Diastólica: 25 – 195 mmHg                     |
| Exactitud de presión                                   | Estática: $\pm 3$ mmHg                                                                              |
| Repetitividad de presión                               | Dinámica: $\pm 3$ mmHg                                                                              |
| Rango de medición de frecuencia de pulso               | 40 – 199 bpm                                                                                        |
| Exactitud de frecuencia de pulso                       | $\pm 5$ %                                                                                           |
| Vida útil                                              | 10000 mediciones o 5 años                                                                           |
| Pantalla retro iluminadas                              | Si (4 colores)                                                                                      |
| Indicación de la OMS                                   | Si, con semaforización del resultado con la pantalla retroiluminada                                 |
| Altavoz                                                | Si                                                                                                  |
| Bluetooth                                              | Si                                                                                                  |
| Aplicación recomendada                                 | MedM Health                                                                                         |
| Protección contra descargas                            | Tipo B                                                                                              |
| Protección contra ingreso de agua y partículas         | IP21                                                                                                |
| Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte | Temperatura: -20 – 55 °C<br>Humedad: 10–93 %                                                        |
| Condiciones ambientales de operación                   | Temperatura: 5 – 40 °C<br>Humedad: 15– 90 %                                                         |
| Riesgo                                                 | IIA                                                                                                 |
| Registro sanitario                                     | 2024DM-0028259                                                                                      |

