



TENSIÓMETRO MANUAL

DE PARED HS-60A



Características

- Reloj Cuadrado de gran tamaño para tomas precisas. (145 mm x 145mm)
- Tablero Analogo Tipo Reloj
- Manometro de 0 a 300 mm/Hg
- Subdivisión de escala de 2mm/Hg
- Brazalete estandar en algodón
- Longitud estandar de las mangueras del brazalete 49 - 50 cms
- Protector de Pantalla en Acrilico
- Inclinación ajustable de la pantalla para facilitar la lectura
- Manguera en PVC en Espiral de longitud adecuada para facil manejo del paciente (1.8m)
- Pera en látex estándar. Válvula de Liberación de aire en doble vía con resorte.
- Camara en Latex estandar de 2 vías
- Compartimento para Brazalete y accesorios