



## BALANZA DIGITAL CORPORAL

CARDITEK



CDK-BD-2317W

Esta balanza es ideal para el control del peso corporal en el hogar o durante tamizajes médicos. Diseñada con tecnología precisa de sensores y fabricada en vidrio templado, esta balanza es resistente, segura y fácil de usar. Con un rango de medición que va de 5 kg a 180 kg, y una división de 0.1 kg, garantiza resultados exactos en cada pesaje.



Capacidad máxima  
hasta 180 kg



Pantalla LCD de  
fácil lectura



Operación  
continua



Método de encendido  
tecnología SENSE ON



Hasta 5 años  
de garantía

Dimensiones (an x la x al)	26 x 26 x 2.4 cm
Peso neto	0,99 Kg
Material de la plataforma	Vidrio templado, estructura en HIPS
Calibre del vidrio templado	5 mm
Alimentación Eléctrica	3 Vdc (2 x AAA)
Rango de Medición	5 – 180 kg
Resolución	00.5 kg (5 – 100 kg) 0.1 kg (100 – 180 kg)
Exactitud de medición	± 0.3 kg (5 – 60 kg) ± 0.4 kg (60 – 120 kg) ± 0.5 kg (120 – 180kg)
Apagado automático	Aprox.15 s
Condiciones de operación	5 – 35 °C 40 – 85% HR
Condiciones de almacenamiento	-20 – 60 °C 40 – 85 % HR
Certificado de no obligatoriedad	2024016960