



BALANZA DIGITAL DE PISO

SLIMPRO



La Báscula Digital SlimPRO ofrece precisión clínica y accesibilidad total. Con una capacidad de 272 kg (600 lb) y perfil bajo, destaca por su función de voz en español e inglés, ideal para usuarios con visión reducida. Incluye Modo Madre/Bebé para pesar infantes en brazos, cálculo de IMC y una amplia plataforma antideslizante para máxima seguridad.



Capacidad

600 libras / 272 kg



Dimensiones

Plataforma de
43 Cm Ancho x 37 Cm de
profundidad



Función de VOZ

Español e Ingles



Pantalla

LCD con
retroiluminación
azul



Modo especial

Modo de pesaje
madre con bebé

Información General

- Modelo: SlimPRO
- Capacidad: 600 lb x 0.1 lb / 272 kg x 0.1 kg
- Unidades de Peso: Kilogramos (kg) y Libras (lb)

Pantalla y Visualización

- Tipo de Pantalla: LCD de 4 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación azul
- Tamaño de Dígitos: 1.4 pulgadas (36 mm) de alto
- Área de Visualización: 8 cm de ancho x 4 cm de alto



Dimensiones y Materiales

- Plataforma: 43 cm (ancho) x 37 cm (profundidad) x 3 cm (alto)
- Superficie: Alfombrilla negra acanalada para tracción y seguridad
- Material de Construcción: Policarbonato robusto
- Peso del Envío: 2.3 kg (5 lb)

Funciones Especiales

- Voz (Parlante): Habla en Español o Inglés (opción de apagado disponible)
- Modo Madre/Bebé: Permite pesar bebés (detecta peso desde 1 kg / 2.2 lb)
- Cálculo de IMC: Entrada manual de altura (rango: 75 cm a 225 cm)
- Encendido Automático: Se activa con un peso mínimo de 5 kg (11 lb)
- Apagado Automático: Tras 5 segundos de inactividad



LCD GRANDE LECTURAS

Los grandes dígitos LCD de 36 mm (1,4 pulg.) de la SlimPRO son fácilmente visibles. El cambio de unidades se realiza cómodamente mediante un interruptor en la parte posterior de la báscula.



PATAS GIRATORIAS

SlimPRO de DETECTO puede incluso pesar alfombras con precisión. Las patas giratorias especiales permiten utilizar la báscula en una variedad de superficies de piso.



ENERGÍA DE LA BATERÍA

La SlimPRO funciona con 4 pilas AAA, incluidas con la báscula. Las funciones de encendido y apagado automático ayudan a prolongar la vida útil de la batería.

MADRE / MODO BEBÉ

El modo Madre/Bebé tiene en cuenta el peso de los bebés y niños pequeños sostenidos por un adulto.

