

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA BX-A02

Cama hospitalaria ELÉCTRICA de tres funciones y 4 movimientos (elevación de espaldar, elevación de rodilla, y altura del suelo), barandilla lateral de seguridad de aleación de aluminio con soporte de acero inoxidable, 4 ruedas con bloqueo, plataforma de colchón: 4 sesiones, tablero desmontable de la cabeza/pie, elaborados en material ABS fácil de limpiar evita acumulación bacteriana. Estructura en acero acabado en pintura electrostática blanca



Uso y beneficios

Indicada en personas hospitalizadas, reposo prolongado, patologías que impliquen reposo en cama.

POSICIÓN




Fowler



Semi - Fowler

Garantía

1 año por estructura.
2 años en motores
(no cubre descargas eléctricas)
1 año por control remoto
2 años por caja procesadora.
(no cubre descargas eléctricas)
La garantía cubre solo por defectos de fabricación no mala manipulación del dispositivo médico..



Manual de Usuario

Si incluye, dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, uso ensamblado, consejos de seguridad, mantenimiento, precauciones y plan de ejercicios físicos.