

COLCHÓN ANTIESCARAS


3 Tamaños

Contribuye al cuidado de la piel y el adecuado manejo de la presión que se genera al contacto con el paciente. Protector impermeable:
Material que permite realizar Baño en cama tipo hospitalaria.

Fácil limpieza y Desinfección

Protector impermeable

Espuma de poliuretano



REF: 9928	90cm x 190cm x 13cm	La espuma con una densidad de 23 Kg/m ³
REF: 9930	90cm x 195cm x 13cm	La espuma con una densidad de 18 Kg/m ³
REF: 9929	90cm x 195cm x 13cm	La espuma con una densidad de 23 Kg/m ³



Espuma Troquelada

Diseño Antiescaras, para el confort óptimo de sus usuarios.



Pliegues de Adaptación

Éstos permiten la adaptación y pliegue del colchón, a los movimientos de la cama.

Descripción

Colchón en espuma de alta densidad (según NTC 2019), con forro impermeable en proquitéx con tratamiento antibacterial, antihongos y antiacaras

Espuma Troquelada

1 año de Garantía sobre defectos de fabricación, costuras de los bordes del colchón