

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA BX-A02

Cama hospitalaria ELÉCTRICA de tres funciones y 4 movimientos (elevación de espaldas, elevación de rodilla, y altura del suelo), barandilla lateral de seguridad de aleación de aluminio con soporte de acero inoxidable, 4 ruedas con bloqueo, plataforma de colchón: 4 sesiones, tablero desmontable de la cabeza/pie, elaborados en material ABS fácil de limpiar evita acumulación bacteriana. Estructura en acero acabado en pintura electrostática blanca



Uso y beneficios

Indicada en personas hospitalizadas, reposo prolongado, patologías que impliquen reposo en cama.

POSICIÓN



Fowler



Semi - Fowler

Garantía

1 año por estructura.

2 años en motores


(no cubre descargas eléctricas)

1 año por control remoto


2 años por caja procesadora.

(no cubre descargas eléctricas)

La garantía cubre solo por defectos de fabricación no mala manipulación del dispositivo médico..



0° - 60°



40°



X3; 100V-240v- 50-80Hz



5"

2,18 metros
(medida total de la cama)



1,95 metros
(medida total de la plataforma)



40,5 cm - 59,5 cm

90 cm
(medida total de la cama)



83 cm
(medida total de la plataforma)



250 kg

Manual de Usuario


Si incluye, dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, uso ensamblado, consejos de seguridad, mantenimiento, precauciones y plan de ejercicios físicos.

COLCHÓN ANTIESCARAS

3 Tamaños

Contribuye al cuidado de la piel y el adecuado manejo de la presión que se genera al contacto con el paciente. **Protector impermeable:** Material que permite realizar Baño en cama tipo hospitalaria.

Fácil limpieza y Desinfección



Protector impermeable

Espuma de poliuretano

REF: 9928	90cm x 190cm x 13cm	La espuma con una densidad de 23 Kg/m³
REF: 9930	90cm x 195cm x 13cm	La espuma con una densidad de 18 Kg/m³
REF: 9929	90cm x 195cm x 13cm	La espuma con una densidad de 23 Kg/m³



Espuma Troquelada

Diseño Antiescaras, para el confort óptimo de sus usuarios.



Pliegues de Adaptación

Éstos permiten la adaptación y pliegue del colchón, a los movimientos de la cama.

Descripción

Colchón en espuma de alta densidad (según NTC 2019), con forro impermeable en proquitéx con tratamiento antibacterial, antihongos y antiacaros

Espuma Troquelada

1 año de Garantía sobre defectos de fabricación, costuras de los bordes del colchón