



TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO

KIT LENZ GZ - 50



Kit incluye un fonendoscopio doble manguera (rappaport), campana de doble servicio adulto y pediátrico con un tensiómetro tradicional adulto, el cual viene en un práctico estuche del mismo color del kit.

El tensiómetro contiene un brazalete que se infla con una bomba de aire, en este caso es una pequeña pera que cabe en la palma de la mano y la cual hay que presionar y soltar varias veces para poder cargar del aire necesario.



REPUESTOS

olivas y
membrana

CÁMARA

vulcanizada
de dos vías

INCLUYE

estuche

MANÓMETRO

de precisión

MAYOR

acústica

CABEZAL

Intercambiable

LLAVE

de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FONENDOSCOPIO

Referencia	SS-30C
Tipo	Rappaport
Bineurales	En zinc
Olivas	En plástico ABS
Cabezal	Intercambiable en aleación de zinc
Doble manguera	En PVC
Campana	Plateada de doble membrana
Membrana	Adulto (diámetro de 4,5 cm) Pediátrico (diámetro de 2,5 cm)
Conducción de sonido	Dual resistente a interferencia ambiental
Tubo	En PVC doble estándar
Incluye	Bolsa multibolsillos transparente
Color	Opcional, igual al del tensiómetro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TENSIÓMETRO

Accesorios	Brazalete - llave de ajuste - estuche en vinilo
Manómetro	De precisión
Referencia	SS-20A
Brazalete	Impermeable en nylon con ajuste en velcro
Pera y cámara	Material de alta resistencia
Cámara	Vulcanizada (de dos vías)
Con llave	De ajuste
Ajuste	En velcro
Deflación	Automática
Detección de presión	Sensor integrado en Silicio
Color	Opcional, igual al del fonendoscopio



COLORES

Negro / Azul / Rosado /
Morado



ATRIBUTOS FONENDOSCOPIO



MANGUERA EN PVC



OLIVAS ERGONÓMICAS



AUSCULTACIÓN DE BAJAS FRECUENCIAS

ATRIBUTOS FONENDOSCOPIO



BRAZALETE IMPERMEABLE EN NYLON



ESTUCHE DE TRANSPORTE



CÁMARA DE DOS VÍAS

COMPONENTES



APTO PARA **CALIBRACIÓN**

El tensiómetro manual Lenz contiene un manómetro con número único de chasis, indispensable para el certificado de calibración y el cumplimiento de la norma.

Tensiómetro Aneroide
Fonendoscopio rappaport
Kit de repuestos
Llave de ajuste
Manual y empaque

1
2
3
4
5



OXÍMETRO DE PULSO

LENZ LT F20



El Lifen LT-F20 es un dispositivo portátil y ligero diseñado para medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), la frecuencia del pulso (PR) y el índice de perfusión (PI) de manera rápida y sencilla. Es ideal para su uso en hospitales, clínicas, centros deportivos y en el hogar.



SATURACIÓN

de oxígeno



FRECUENCIA

cardíaca



USO

adulto
pediátrico



APAGADO

automático



CURVA

pletismográfica



PANTALLA

OLED - rotativa

Conoce algunos valores importantes

SpO2

Saturación de oxígeno
(nivel de oxígeno en sangre)

(saturación) **S**
(pulso) **P**
(oxígeno) **O2**

PR bpm

Frecuencia cardíaca
(# de latidos en 1 min)

P (pulso)
R (frecuencia)
bpm (latidos por min)

PI%

Índice de perfusión
(Intensidad de la pulsación en el sensor)
0% débil - 25% fuerte



Accesorios

Oxímetro de pulso
Cuerda de transporte
Certificación de calidad
Manual de operación



✓ Especificaciones técnicas

Referencia	LT- F20
Colores	Blanco - gris - azul cielo
Tipo de pantalla	Color verdadero OLED- alta resolución
Corriente de trabajo	30mA-80mA
Actualización de datos	No mayor a 15 segundos (señal óptica)
Dimensión	Longitud 58.8 / anchura 36 / altura 34mm
Tecnología	Alemana
Garantía	2 años
Peso	54g (incluyendo baterías)
Fuente alimentación	2 x1. 5v ,AAA
Modo de operación	Operación continua
Pantalla rotativa	4 direcciones

Frecuencia del pulso(PR)	Rango medición	No menor a 30bpm ~ 250bpm (Datos de frecuencia del pulso en tiempo real después de la estabilización)
	Resolución	1 bpm
	Precisión	±1% or ±3bpm, tome un gran valor
Saturación de oxígeno en sangre (SpO2)	Precisión	Dentro del rango de 90% - 100%, tolerancia ± 2%;
		Dentro del rango de 70% - 90%, tolerancia ± 3%;
		Ninguna definición inferior al 70%
	Rango medición	35%-100%
	Resolución	1%
Resistencia a interferencia de la luz ambiental	La diferencia de desviación de SpO2 medida bajo la luz interior fuerte o débil y en un cuarto oscuro es inferior al ±1%	
Sensor de dirección	Visualización digital de forma de onda en la misma pantalla, rotación automática en cuatro direcciones.	
Sensor óptico	Luz roja (longitud de onda 657nm-663nm 7mW) Lámpara infrarroja (longitud de onda 900nm-910nm 55mW)	
Entorno operativo	Temperatura	+5°C-40°C
	Humedad	≤80%(No condensado)
	Presión atmosférica	86-106 kPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura	20-55 °C
	Humedad	≤93%(No condensation)
	Presión atmosférica	70-106 kPa



KIT DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

REF GZ-10 LENZ

Equipo para diagnóstico clínico que permite la exploración visual del oído y del ojo mediante:

Otoscopio: con fibra óptica para una visualización óptima del conducto auditivo y la membrana timpánica.

Oftalmoscopio: sistema óptico con múltiples lentes para examinar estructuras internas del ojo.



Especificaciones Técnicas

Otoscopio

Tipo de iluminación:	Fibra óptica con luz LED
Bombilla:	Referencia &107 - 2.5 V, 0.7 Av
Intensidad de luz:	18.5 lúmenes
Aumento de la imagen:	x3
Espéculos incluidos:	4 tamaños (2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)
Alimentación:	2 baterías AA alcalinas

Oftalmoscopio

Tecnología de iluminación:	Halógena Xenón XHL
Bombilla:	Referencia 106 - 2.5 V, 0.7 A
Aperturas	5 tipos diferentes
Alimentación	2 baterías AA alcalinas

Beneficios clave

- Diseño atractivo y tamaño práctico.
- Permite diagnóstico visual del oído y del ojo en consulta general.
- Iluminación LED de alta duración (≈20,000 h).
- Campo visual optimizado para exploración clínica.
- Incluye accesorios completos para inicio inmediato

Contenido del producto

Otoscopio
Oftalmoscopio
Estuche protector
8 puntas de repuesto (espéculos)
Baterías AA
Manual de uso y empaque

Información del proveedor

- Empresa: Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos - Coimpormédica LTDA
- Sitio web: www.coimpormedica.com
- Ciudad: Bogotá D.C., Colombia

