



NEBULIZADOR PEDIÁTRICO

MINIOKID WHB03 LENZ



El Miniokid WHB03 es un nebulizador pediátrico creado para ofrecer tratamientos respiratorios cómodos y eficaces para los más pequeños. Transforma la medicación líquida en un aerosol suave que se inhala fácilmente mediante boquilla o mascarilla.

su funcionamiento continuo, bajo nivel de ruido y capacidad para diferentes volúmenes de medicamento lo hacen perfecto para usar en casa sin generar molestias. Además, cumple con estándares europeos de calidad, garantizando un tratamiento seguro y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	WHB03
Voltaje	230V/50Hz
Fusible	T 2A-250V
Presión Máxima	1.2 bar aprox.
Dimensiones	205x168x100mm
Peso	1.7kg
Uso continuo	Sí
Capacidad	2ml - 8ml
Tamaño Partícula	MMAD —5.1 µm
Tasa Nebulización	≤ 0.2ml/min
Presión Operación	0.60 bar aprox.
Temperatura	5°C - 40°C
Humedad	10% - 95%

★ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Certificaciones
Europeas



Uso continuo
Sin pausas



Bajo ruido
60dB(A)



Uso pediátrico
>3años y adultos



CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 1 Unidad de terapia de aerosol
- 1 Copa nebulizadora
- 1 Tubo de conexión
- 1 Cable de alimentación
- 1 Mascarilla para niños
- 1 Mascarilla para adultos
- 1 Filtro de aire
- 1 Manual de usuario