



TENSIÓMETRO ANEROIDE

R1 SHOCK PROOF



El Tensiómetro aneroide R1 Shock Proof para adulto escala negra (1250 – 150) establece un nuevo estándar para los tensiómetros aneroides gracias a su tecnología patentada resistente a impactos y su diseño ergonómico de alta durabilidad.



Características Principales

- **Tecnología Shock-proof:** Resistente a impactos y caídas desde una altura de hasta 120 cm.
- **Conducción de Aire:** Sistema patentado para lograr movimientos estables de la aguja.
- **Diseño Ergonómico:** Pera optimizada con cuchara integrada para un inflado rápido.
- **Válvula de Purga:** Apertura sin resistencia que permite un manejo preciso y cómodo.
- **Garantía:** 5 años de garantía sobre la calibración.

Especificaciones Técnicas

- **Escala:** Diámetro de 52 mm.
- **Opciones de Escala:**
 - Blanca con aguja azul.
 - Negra con aguja roja fluorescente.
- **Precisión:** Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
- **Material:** Carcasa de ABS de dos componentes de alta resistencia.
- **Conexión:** Unión metálica atornillada del tubo en la parte superior para un cambio rápido del brazaletes.
- **Peso:** 173 gramos.
- **Premios:** Ganador del Focus Green Silber 2008 y el iF product design award 2010.