



TENSIÓMETRO ANEROIDE RI SAN

RIESTER



Riester

El tensiómetro ri-san® destaca por su diseño ergonómico de alta calidad, permitiendo un uso cómodo con una sola mano y una regulación precisa mediante la presión del dedo.

Características Principales

- Precisión: Válvula de purga de ajuste fino y sin desgaste.
- Durabilidad: Membrana endurecida de cobre-berilio de larga vida útil.
- Lectura: Escala lineal de fácil lectura (Ø 64 mm) de 0-300 mm Hg.
- Seguridad: Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema.
- Versatilidad: Apto para usuarios diestros y zurdos.

Especificaciones

- Tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
- Resistencia: Hasta 600 mm Hg
- Ancho de plataforma: 43,18 cm
- Profundidad de plataforma: 36,83 cm
- Sin látex: Pera disponible en versión "LF".

Tipo de Brazaletes	Gris Pizarra	Azul	Azafrán	Verde
Algodón arrollable	Nb. 1510	Nb. 1515	Nb. 1520	Nb. 1525
Algodón con gancho	Nb. 1511	Nb. 1516	Nb. 1521	Nb. 1526
Nylon con velcro	Nb. 1512	Nb. 1517	Nb. 1522	Nb. 1527