




VIDEOLARINGOSCOPIO

CR - 31 (4,5,6)



Parte	Descripción	Característica Técnica
Equipo	Display	Pantalla de 4,5"
	Radio de resolución	854 *480
	Angulo de visualización	≥ 60°
	Poder	≤ 2W
	Angulo de rotación del display	0° -150° - 0° -270°
	Angulo de rotación del display (Vertical/horizontal)	
	Peso	232 gr
Cámara	Iluminación	≥ 1000 lux
	Radio de resolución	1280 *720 px
Función de imagen y video	Función de toma fotos/videos	SI
	Salida fácil de almacenar y establecer para revisión de imágenes y videos	Tipo C descarga rápida de información
	Tipo de memoria	Micro SD 16GB
Batería	Tipo de batería	Batería de litio recargable
	Capacidad	3500 mAh
	Ciclo de vida de batería	> 1000 tiempos
	Tiempo de trabajo de batería	> 5 Horas
	Tiempo de carga	≤ 4 Horas
	Tipo de puerto	Tipo C
Adaptador de poder	Eléctrico	100-240V, 50/60 Hz
		5V2A