



TENSIÓMETRO DIGITAL

Lenz One - Modelo AES-U392

El **tensiómetro digital LenzOne**, con certificación de grado médico, ofrece precisión, facilidad de uso y memoria dual para un seguimiento completo de tu salud cardiovascular. Su pantalla LCD, detección de arritmia, altavoces y conectividad USB garantizan mediciones confiables y seguras. La certificación de grado médico valida su precisión bajo estándares técnicos internacionales.



Contenido del empaque

- 1 Monitor de presión arterial
- 1 Brazaletes ajustable (22-42 cm)
- 1 Bolso de almacenamiento
- 1 Cable USB Type-C
- 1 Manual de usuario

Modelo	LenzOne
Método	Oscilométrico
Rango Presión	0-300 mmHg
Rango Pulso	40-180/min
Memoria	90 registros
Pantalla LCD	70.0 x 31.6 mm
Alimentación	4xAAA / USB Type-C



Detección de arritmia
Indicador cardíaco



2 usuarios
90 registros



Altavoces integrados
Confirmación auditiva



Pantalla LCD grande
Alta visibilidad

Recomendaciones de uso

- ✓ Colocar el brazaletes a 2-3 cm del codo
- ✓ Realizar la medición en reposo
- ✓ Conservar en lugar fresco y seco
- ✓ Evitar mediciones después de ejercicio

