



## NEBULIZADOR PEDIÁTRICO

Lola Kids

Con **LolaKids A500LWDC05** ofrece tratamientos respiratorios efectivos para niños y adultos. Este nebulizador compresor combina tecnología de nebulización eficiente, partículas de 1-5  $\mu\text{m}$  (>65%) y **batería recargable** de ion de litio 3.8V 2800mAh en un diseño pediátrico amigable. Con una velocidad de salida de 0.2-0.4 mL/min y funcionamiento silencioso (~60 dB), ofrece **tratamiento efectivo** para todo el tracto respiratorio con máxima comodidad.



### Especificaciones Técnicas

<b>Modelo:</b>	A500LWDC05
<b>Tipo:</b>	Nebulizador Compresor
<b>Tamaño de partícula:</b>	$\Phi$ 1 $\mu\text{m}$ - 5 $\mu\text{m}$ >65%
<b>Velocidad de salida:</b>	0.2 mL/min - 0.4 mL/min
<b>Ruido:</b>	~60 dB(A)
<b>Capacidad:</b>	6 mL $\pm$ 2 mL
<b>Rango presión:</b>	40-100 kPa (5.8-14.5 Psi)
<b>Salida de aerosol:</b>	$\geq$ 3.0 L/min
<b>Volumen residual:</b>	$\leq$ 0.8 mL
<b>Funcionamiento:</b>	30 min ON / 30 min OFF
<b>Alimentación:</b>	Batería Li-ion 3.8V 2800mAh / AC 100-240V (DC 5V, 2A)**

### Características principales



**Diseño pediátrico**  
Amigable para niños



**Partículas finas**  
1-5  $\mu\text{m}$  (>65%)



**Funcionamiento silencioso**  
~60 dB(A)



**Batería recargable**  
Li-ion 2800mAh

### Contenido del empaque

- ✓ 1 Nebulizador compresor LolaKids
- ✓ 1 Copa nebulizadora
- ✓ 1 Mascarilla pediátrica
- ✓ 1 Mascarilla adulto
- ✓ 1 Boquilla
- ✓ 1 Tubo de conexión
- ✓ 1 Cable de carga
- ✓ 1 Manual de usuario