



NEBULIZADOR PEDIÁTRICO

Polar Kids

El PolarKids A500LWDC04 es un nebulizador portátil pensado para hacer más fáciles y prácticos los tratamientos respiratorios, especialmente en niños. Gracias a su batería recargable y diseño silencioso, se puede usar en cualquier lugar sin causar molestias.

Ofrece una vaporización suave y constante que ayuda a que el medicamento llegue donde realmente se necesita. Incluye mascarillas para niños y adultos, boquilla y copa desechable.



Especificaciones Técnicas

Modelo:	A500LWDC04
Tipo:	Nebulizador Compresor
Tamaño de partícula:	$\Phi 1 \mu\text{m} - 5 \mu\text{m} > 65\%$
Velocidad de salida:	0.2 mL/min - 0.4 mL/min
Capacidad:	6 mL $\pm$ 2 mL
Rango presión:	40-100 kPa (5.8-14.5 Psi)
Salida de aerosol:	$\geq 3.0 \text{ L/min}$
Volumen residual:	$\leq 0.8 \text{ mL}$
Funcionamiento:	30 min ON / 30 min OFF
Alimentación:	Batería Li-ion 3.8V 2800mAh / AC 100-240V (DC 5V, 2A)

Características principales



Diseño pediátrico
Amigable para niños



Partículas finas
1-5 μm (>65%)



Funcionamiento silencioso
~60 dB(A)



Batería recargable
Li-ion 2800mAh

Contenido del empaque

- ✓ 1 Nebulizador compresor LolaKids
- ✓ 1 Mascarilla pediátrica
- ✓ 1 Cable de carga USB
- ✓ 1 Copa nebulizadora
- ✓ 1 Boquilla
- ✓ 1 Manual de usuario
- ✓ 1 Mascarilla adulto
- ✓ 1 Tubo de conexión