



SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE T50

EN ACERO

Con estructura liviana, plegable y fácil de maniobrar, la **silla de ruedas de transporte** está fabricada en **acero** pintado que proporciona estabilidad al usuario. Su respaldo abatible y reposapiés desarmable ayudan al cuidador en las transiciones y el transporte. Sus frenos para cuidador proporcionan total dependencia al paciente.



KBO1432RF-MP23



Silla ligera de características superiores



Sistema de freno accionado por cuidador

Ac

Estructura en Acero



Estructura plegable



Tapicería acolchada



Capacidad de peso hasta 90Kg



Servicio al cliente



1 Año de garantía

SKU/EAN 13	7709611839230
Material	Acero
Color	Gris
Tamaño caja master (cm)	75 X 56 X 26
Peso bruto caja master (kg)	14,5
Peso neto silla de ruedas (kg)	12,6
Diámetro y calibre del tubo de la estructura	19,5mm x 1,2 mm
Rueda trasera	Rin estrella, coraza maciza en pu, 14 1/2" (Incluyendo coraza)
Rueda delantera	Rin estrella, coraza maciza en pu, 7 3/4" (Incluyendo coraza)
Tapicería	Nylon
Tipo de apoyabrazos	Fijos
Tipo de reposapiés	Removibles
Tipo de asas de empuje	Abatibles
Capacidad de peso de usuario (kg)	90
Ancho de asiento (cm)	46
Profundidad de asiento (cm)	43
Alto de espaldar (cm)	42
Altura asiento-piso (cm)	46
Altura apoyabrazos asiento (cm)	25
Alto total (cm)	88
Ancho total (cm)	62
Largo total (cm)	90
Ancho total (Silla plegada) (cm)	26
Clasificación de riesgo(cm)	I
Registro sanitario	2017DM-0017305