



SUCCIONADOR PORTABLE

Con Batería



Descripción del producto:

Referencia: 7E - G1

Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicio domiciliarios. Para uso adulto y pediátrico. Con batería de litio recargables; duración de uso con batería 20 min carga completa. Máximo flujo de presión de 600 mm/Hg, tiene amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea. Motor libre de lubricación (aceite). Protección de sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados. Control regulable de aspiración. Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado. Frasco de polímero de alta resistencia, tiempo de uso continuo hasta 30 min. Posibilidad de uso con dos frascos de 1.000 cc. Alimentación 110 vol. / 50 - 60 Hz.

Nivel de ruido: Menor a 65 db

Capacidad de succión: 28 litros por minuto

Accesorios: 1 Botella de 1.000 c.c,

Uso: adulto - pediátrico

1 tapa, 1 manguera para succión,

Alimentación: 110 vol./50 - 60 Hz.

1 filtro antibacteriano, batería y manual.

Tiempo de uso: por ciclo 30 min. con auto apagado

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro sanitario: 2022DM-0025399

Fabricante: Yuwell

Titular: Coralmedica Ltda.

Marca Comercial: Yuwell

Vigencia: 65 db

Peso: 3,9 kg.

Vida útil: 5 años

Indicaciones de uso: Leer manual antes de uso

Clasificación: IIA

Sistemas calidad: ISO 13485

Importador: Coralmedica Ltda.

Condiciones de almacenamiento: Almacenamiento

Modalidad: Importar y Vender

en lugar seco y lejos de olores fuertes

Origen: China

Capacidad del frasco: 1.000 cc