



TENSIÓMETRO DIGITAL

Lenz Plus - Modelo AES-U632

El **tensiómetro LenzPlus AES-U632**, con certificación de grado médico, ofrece mediciones precisas y clínicamente validadas bajo los más altos estándares internacionales. Su tecnología oscilométrica, pantalla LCD y detección de arritmia garantizan un monitoreo confiable y fácil de usar. Con doble fuente de alimentación, es ideal para el uso doméstico o profesional.



Contenido del empaque

- 1 Monitor de presión arterial
- 1 Brazaletes ajustable (22-42 cm)
- 1 Cable tipo C
- 1 Manual de usuario
- 1 Bolsa de empaque

Modelo	AES-U632
Método	Oscilométrico
Rango Presión	0-300 mmHg
Rango Pulso	40-180/min
Memoria	2 usuarios x90 registros
Pantalla LCD	LCD 70.0 x 31.6 mm
Alimentación	Batería de litio recargable 800mA /Adaptador CC 5V1A



Detección de arritmia
Indicador cardíaco



2 usuarios
90 registros



Batería recargable
Alta visibilidad



Pantalla LCD grande
Alta visibilidad

Recomendaciones de uso

- ✓ Colocar el brazaletes a 2-3 cm del codo
- ✓ Realizar la medición en reposo
- ✓ Conservar en lugar fresco y seco
- ✓ Evitar mediciones después de ejercicio

