

## Cama Manual de 3 Funciones Konfort Plus

Cama manual de tres funciones con barandas de un cuerpo. Cuenta con tres manijas para control de posicionamiento en tres planos, atril portasueros telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.



KPC-BD08



Posicionamiento del paciente



Seguridad del paciente



Fácil atención en salud



Resistente a la corrosión

# Cama Manual de 3 Funciones Konfort Plus

Cama manual de tres funciones con barandas de un cuerpo. Cuenta con tres manijas para control de posicionamiento en tres planos, atril portasueros telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.

Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura (superficie - piso): 44 - 78 cm
Funciones	Ajuste del espaldar: 0° - 75° Ajuste de las piernas: 0° - 35° Ajuste de altura: 44 - 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Cabecero y piecero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Tres manijas para movimientos manuales, con tornillo sin fin con protección de final de [carrera]
Accesorios	Colchón en espuma de alta densidad, atril portasueros extensible y bandeja para [comida]
Capacidad máxima	250 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C Humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C Humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa
Clasificación de riesgo	Bajo (clase I)
Registro sanitario	2025DM-0031142

## SUPERFICIE ESPECIAL PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN SEMP I KP COLOR BEIGE

Superficie especial para el manejo de la presión SEMP I de Konfort Plus, fabricada en PVC de grado médico, permite evitar la compresión vascular prolongada, disminuyendo el riesgo de úlceras por presión. Colchón anti-decúbito con bomba regulable, manguera flexible.



# SEMP I

KPSEMPA2G1-27

 Compresor compacto, de fácil uso	 Bajo consumo de energía
 Fácil instalación	 Material Impermeable
 Distribución de presiones	 Presión regulable
 Capacidad de peso hasta 130 kg	 Fácil de limpiar
 Ciclo de 12 minutos	 Hasta 2 años de garantía*

(\* únicamente para el compresor)

SKU	7709783559936
Cantidad por caja master	3 unidades
Dimensiones superficie	200 x 90 cm
Material	PVC grado médico (0,3 mm)
Forma	Burbujas
Capacidad de peso	Hasta 130 kg
Rango de presión	50 - 110 mmHg
Tensión	120 V / 60 Hz
Ciclo de operación	12 minutos
Flujo	5-7 Litros/minuto
Clase de riesgo	IIA (Riesgo moderado)
Registro Sanitario	2024DM-0029903